



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZMU](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZMU)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 1 kg), boîte en bois

OK-201-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	2 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 1 kg
Nombre	25 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux