



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZMU

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 1 kg), boîte en bois

OK-201-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 2 111,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg – 1 kg |
| Nombre | 25 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux