



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZMU](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZMU)

# Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 mg - 1 kg), boîte en bois

OK-201-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Masse                    | 2 111,11 g       |
| Valeur nominale          | 1 mg – 1 kg      |
| Nombre                   | 25 pièces        |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux