



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,ZMU](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,ZMU)

# Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 mg - 1 kg), cassa di legno

OK-201-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	2 111,11 g
Valore nominale	1 mg – 1 kg
Numero	25 pcs

## Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli