



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,Z01](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,Z01)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 10 kg

OP-203-0096



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	10 kg
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle