



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,ZPZ](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,ZPZ)

# Pesos botão, jogo (1 mg - 500 g), estojo de plástico

OK-502-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E1
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	1 111,11 g
Valor nominal	1 mg - 500 g
Quantidade	24 pçs

## Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis