



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,ZPZ](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,ZPZ)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 500 g), Kunststoff-Etui

OK-502-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1 111,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 g
Anzahl	24 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel