



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZPZ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZPZ)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 500 g), boîte plastique

OK-502-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	1 111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 500 g
Nombre	24 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux