



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZPZ

Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 1 111,11 g

Wartość nominalna 1 mg - 500 g

Ilość 24 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle