



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZPZ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZPZ)

# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie plastikowe

OK-502-0017



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	1 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 g
Ilość	24 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle