



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZPZ](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZPZ)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 500 g), plastik kutuda

OK-502-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 1 111,11 g

Nominal değer 1 mg - 500 g

Quantity 24 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar