



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,ZU3](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,ZU3)

## Pesos botão, jogo (1 mg - 50 g), estojo de madeira

OK-501-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |                |
|-------------------------|----------------|
| Classe OIML             | E1             |
| Construção              |                |
| Material                | aço inoxidável |
| Peso                    | 111,11 g       |
| Valor nominal           | 1 mg – 50 g    |
| Quantidade              | 20 pçs         |

### Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis