



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZU3](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZU3)

## Cylindrique, ensemble (1 mg - 50 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 50 g
Nombre	20 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux