



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZU3

Cylindrique, ensemble (1 mg - 50 g), boîte en bois

OK-501-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 111,11 g

Valeur nominale 1 mg – 50 g

Nombre 20 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux