



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZU3](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZU3)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 50 g), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	111,11 g
Nominal değer	1 mg – 50 g
Quantity	20 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar