



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZU3](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZU3)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 50 g), tahta kutuda

OK-501-0037



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 50 g

Quantity 20 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar