



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZVS](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZVS)

# Wzorzec masy klasy E2 - drut stalowy 500 mg

OP-103-0061



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 500 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle