



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,ZXR](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,ZXR)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 50 g

OP-303-0051



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	50 g

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself