



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZXR

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 50 g

OP-303-0051



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 50 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle