



# MICRO-KIT


# MICRO-KIT

Kit de poignées pour micro-vaisselle

Les poignées spéciales des balances RADWAG permettent de peser une large gamme de micro-vaisselle. Ils ont été conçus pour augmenter l'ergonomie et minimiser le risque de contamination pendant l'application de l'échantillon.




Les poignées ont la possibilité d'incliner la micro-vaisselle, ce qui permet de la régler dans n'importe quel angle, en fonction de l'application. Le kit comprend une cage en verre qui protège le support de la micro-vaisselle qui stabilise les conditions de mesures dans la chambre de pesage et un organisateur pour ranger les poignées.




# Exemples d'applications

des poignées pour micro-vaisselle



Les constructeurs n'ont pas oublié à propos de l'organiseur pour les poignées, ce qui permet de ranger facilement les poignées inutilisées.





SENSOR CAMERA SENSOR

John Smith Wed, 10.02.2022 09:31:15

# 4.895774 g

Net - I - 0 Max

Net weight	4.895774 g	Temperature	19°C	Air Humidity	45%
Gross weight	6.534318 g			Air Pressure	980.1 hPa
Tare	11.430092 g	Vibrations	13%	Air Density	1.158 kg/m3
Product name	Liquid				
Minimum sample weight	0.003 g				
MSW status	Good				

Settings Home 123% Σ Σ-O Σ-O >T< ↩



www.radwag.com