



MIKRO-KIT


MIKRO-KIT

Zestaw uchwyty do mikronaczynek

Specjalne uchwyty w wagach RADWAG umożliwiają ważenie szerokiego asortymentu mikronaczynek. Zostały stworzone z myślą o zwiększeniu ergonomii i zminimalizowaniu ryzyka zanieczyszczenia podczas aplikacji próbek.




Uchwyty posiadają możliwość pochylenia mikronaczynka, co pozwala na ustawienie go pod dowolnym kątem, w zależności od aplikacji. W skład zestawu wchodzi dedykowane owiewki, które stabilizują warunki pomiaru w komorze ważenia.




Przykłady zastosowań

uchwytów do mikronaczynek



Konstruktorzy nie zapomnieli o organizatorze do uchwytów, który umożliwia łatwe przechowywanie nieużywanych uchwytów.





SENSOR CAMERA SENSOR

Weighing

Fast Dosing

John Smith

Wed, 10.02.2022 09:31:15

4.895774 g

BWP

Net - I -

0

Max

Net weight 4.895774 g
Gross weight 6.534318 g
Tare 11.430092 g
Product name Liquid
Minimum sample weight 0.003 g
MSW status Good

Temperature 19°C

Air Humidity 45%

Air Pressure 980.1 hPa

Vibrations 13%

Air Density 1.158 kg/m3



www.radwag.com